



Care at home

SAFETYCAT ACTIVE

Der SafetyCat Active ist ein innovatives Kathetersystem und bietet besonders aktiven Menschen Freiheit, Mobilität und Sicherheit.

AKTIV LEBEN MIT UNSERER NEUEN INNOVATION

Der SafetyCat Active für
Ihre Mobilität und Sicherheit

Teleflex

AKTIV LEBEN:

Alle Freiheiten genießen

Diesen Auftrag haben wir bei Teleflex wörtlich genommen und für Sie den SafetyCat Active entwickelt. Unser innovatives System bietet Ihnen größtmögliche Freiheit, Mobilität und Sicherheit in einem.

Wie das geht? Ganz einfach. Der SafetyCat Active ist das erste System, das wir komplett gebrauchsfertig in einer praktischen Außenhülle anbieten.

Der SafetyCat wurde hier mit einem gleitfähigen Gel vorbeschichtet und mit einer sterilen Innenhülle versehen. Entscheiden Sie sich aktiv für die neue Innovation von Teleflex! Und fordern Sie mit unserer Postkarte einfach Ihr persönliches Muster an.



„Für ein Ziel kämpfen und es dann erreichen – das macht mich stark.“

DAVID SCHERER
Rennrollstuhlfahrer



SAFETYCAT ACTIVE

20 CM | ERGOTHAN-SPITZE – 2 VERSETZTE AUGEN

	CH	ARTIKELNUMMER	PZN	VE
	06 ○	851722-000060	02695911	30
	08 ●	851722-000080	02695963	
	10 ●	851722-000100	02695986	
	12 ○	851722-000120	02695992	
	14 ●	851722-000140	02696000	

30 CM | ERGOTHAN-SPITZE – 2 VERSETZTE AUGEN

	CH	ARTIKELNUMMER	PZN	VE
	08 ●	851732-000080	02696017	30
	10 ●	851732-000100	02696023	

40 CM | ERGOTHAN-SPITZE – 2 VERSETZTE AUGEN

	CH	ARTIKELNUMMER	PZN	VE
	10 ●	851742-000100	02695928	30
	12 ○	851742-000120	02695934	
	14 ●	851742-000140	02695940	
	16 ●	851742-000160	02695957	

40 CM | NELATON-SPITZE – 2 VERSETZTE AUGEN

	CH	ARTIKELNUMMER	PZN	VE
	12 ○	851741-000120	02695880	30
	14 ●	851741-000140	02695897	
	16 ●	851741-000160	02695905	

40 CM | TIEMANN-SPITZE – 2 VERSETZTE AUGEN

	CH	ARTIKELNUMMER	PZN	VE
	12 ○	851743-000120	02696046	30
	14 ●	851743-000140	02696052	
	16 ●	851743-000160	02696069	

AKTIV LEBEN:

Komfort ohne Kompromisse

Unser System SafetyCat Active ist denkbar einfach und schnell in der Anwendung. Öffnen Sie die Verpackung ganz einfach, indem Sie die Verschlusslasche an der dafür vorgesehenen Öffnung nach oben ziehen.

Zur leichteren Entnahme des SafetyCat Sicherheitskatheters können Sie die geöffnete Verpackung mit der praktischen Klebefläche an einer geeigneten Oberfläche fixieren. Die sterile Schutzhülle ermöglicht Ihnen die berührungsfreie Entnahme und anschließend das berührungsfreie Einführen Ihres SafetyCat Active.

Aktiv Leben für alle: Natürlich bieten wir den SafetyCat Active in allen Größen und Längen – für Männer und Frauen – an.

AKTIV LEBEN:

Von Anfang an

Selbstverständlich haben wir bei der Produktentwicklung auch an unsere Jüngsten gedacht: Den SafetyCat Active gibt es auch in kleinsten Größen und Längen. Für aktive Sicherheit von klein auf.

■ **EINFÜHRHILFE**
Einfaches Einführen des Katheters.

■ **SAFETYCAT**
Gel-beschichteter Sicherheitskatheter.

■ **SICHERHEIT**
Schutzhülle für eine aseptische Handhabung.



Deutschland

Teleflex Medical GmbH - Homecare Urologie

Luisenstr. 8 · 75378 Bad Liebenzell

Telefon +49 (0)70 52 4 031 00 · Fax +49 (0)70 52 40 31 20

homecare-de@teleflex.com · www.teleflex-homecare.de

Österreich

Rüsch Austria Gesellschaft m.b.H.

Lazarettgasse 24 · 1090 Wien

Telefon +43 (0)1 4 02 47 72 · Fax +43 (0)1 4 02 47 72 77

rueschaustria@teleflex.com · www.teleflex.com

Schweiz

Expirion GmbH

Grabenhofstr. 1 · Postfach 2242 · 6010 Kriens

Telefon +41 (0)41 36 027 64 · Fax +41 (0)41 3 60 27 18

info@expirion.ch · www.expirion.ch

Teleflex, das Teleflex-Logo, SafetyCat Active sind Marken oder eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder der mit ihm verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte sind nur in der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Teleflex Repräsentanten. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung (01/2017). Technische Änderungen vorbehalten.



AKTIV LEBEN FÜR ALLE

Die neue innovative Verpackung des SafetyCat Active gibt es für Frauen und Männer in einem modernen Design und für Kinder haben wir die Verpackung zusätzlich extra bunt gestaltet.

Bitte freimachen, falls Marke zur Hand.

Deutsche Post 
WERBEANTWORT

Teleflex Medical GmbH
Homecare Urologie
Luisenstraße 8
75378 Bad Liebenzell

SafetyCat Active 2017

Name | Vorname

Straße/Nr.

Postleitzahl/Ort

Telefon

Für eine schnelle Bearbeitung, beantworten Sie bitte nachstehende Frage zum Datenschutz.

Vielen Dank!

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir personenbezogenen Angaben (insbesondere Name, Kontaktadresse, Angaben zum Krankheitsbild, sowie zu gewünschten Produkten und Serviceleistungen) innerhalb des Konzerns Teleflex erhoben und gespeichert werden dürfen, um mich per Post, Telefon oder E-Mail über Medizinprodukte zu informieren, an Marktforschungsbefragungen teilnehmen zu lassen und Angebote von der TELEFLEX MEDICAL GmbH zu erhalten. Mein Einverständnis bezieht sich ausdrücklich auch auf die Erhebung und Speicherung meiner Gesundheitsdaten. Sofern erforderlich, können diese Daten auch innerhalb des Unternehmens im In- und Ausland (auch in Länder außerhalb der EU) unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen übermittelt werden.

Diese Einverständniserklärung ist jederzeit postalisch, telefonisch, per Fax oder E-Mail widerrufbar.

Ja, ich bin einverstanden

Nein, ich bin nicht einverstanden

Datum, Unterschrift

DIE BASIS

SafetyCat Sicherheitskatheter

Um sicher katheterisieren zu können, ist es wichtig, dass alle Komponenten einem gleichbleibend hohen Standard entsprechen. Alle unsere Produkte sind mit dem SafetyCat Sicherheitskatheter ausgestattet.

ERGOTHAN-SPITZE

Die flexible Form der Ergothan-Spitze passt sich optimal der Anatomie an und gleitet leicht und schonend durch die Harnröhre.

SOFTCAT-AUGEN

Unsere speziell bearbeiteten Soft-Cat-Augen (SCE = Soft Cat Eyes) sind nicht nur außen, sondern auch innen weich abgerundet und minimieren das Verletzungsrisiko.

SAFETYCAT *ACTIVE*

Bestellen Sie heute noch Ihr Muster.

- Für Männer
- Für Frauen
- Für Kinder

Länge:

- 20 cm
- 30 cm
- 40 cm

Ch:



Teleflex