



Care at home

IN PUNKTO SICHERHEIT EINE GUTE WAHL –

Liquick Base & Liquick Solo



*„Skifahren und Tennisspielen
sind meine Leidenschaft.“*

ALESSANDRO

34 Jahre

Teleflex

LIQUICK BASE & LIQUICK SOLO

In Punkto Sicherheit eine gute Wahl



Sterile Kochsalzlösung

Der bewährte SafetyCat Sicherheitskatheter ist das Kernstück des Liquick Base und Liquick Solo, unserer Basislösungen für die intermittierende Katheterisierung. Beide Kathetersysteme entsprechen den hohen Anforderungen an Sicherheit und Qualität im Hinblick auf eine besonders schonende Anwendung und verhelfen zu mehr Unabhängigkeit und Flexibilität.

MODERNER DREIFACHSCHUTZ IN EINEM SYSTEM

- SafetyCat-Katheter mit hydrophiler Beschichtung und weich gerundeten Soft Cat Augen
- flexible Ergothan-Spitze für eine sanfte, die Harnröhrenschleimhaut schonende Passage durch die Harnröhre
- blaue Schutzfolie, die ein aseptisches und berührungsfreies Einführen des Katheters zur Verringerung des Risikos von Harnwegsinfektionen erlaubt

KOMPAKT & DISKRET – die kompakte und platzsparende Verpackung enthält entweder nur den SafetyCat-Katheter (Liquick Solo) oder den SafetyCat-Katheter zusammen mit einem Sachet steriler Kochsalzlösung (Liquick Base)

PRAKTISCH – dank des Klebepunktes und dem Griffloch kann die Verpackung des Katheters an jeder geeigneten Stelle aufgehängt werden, um beide Hände für die Vorbereitung der Katheterisierung frei zu haben

EINFACHE HANDHABUNG – mit dem vorhandenen Griffloch lässt sich die Verpackung auch bei eingeschränkter Handfunktion rasch und leicht öffnen

HYGIENISCH – nach dem Einführen des Katheters kann die blaue Schutzfolie als Verlängerung des Katheters zur Blasenentleerung in die Toilette verwendet werden

ERWEITERBAR – wird ein Urindrainagebeutel benötigt, kann dieser mit dem Trichter am Katheterende verbunden werden

INDIVIDUELL – erhältlich in verschiedenen Längen, Durchmessern (Größen) und mit verschiedenen Katheterspitzen*

* nur Liquick Base




LIQUICK BASE
Mit Kochsalzlösung


LIQUICK SOLO
Ohne Kochsalzlösung

LIQUICK SOLO – OHNE KOCHSALZLÖSUNG

20 CM | ERGOTHAN-SPITZE – 2 AUGEN, VERSETZT

| | CH. | ART. NR. | VE |
|--|------|--------------|----|
|  | 10 ● | 640110 CH 10 | 30 |
| | 12 ○ | 640112 CH 12 | |
| | 14 ● | 640114 CH 14 | |

40 CM | ERGOTHAN-SPITZE – 2 AUGEN, VERSETZT

| | CH. | ART. NR. | VE |
|--|------|--------------|----|
|  | 12 ○ | 640012 CH 12 | 30 |
| | 14 ● | 640014 CH 14 | |




INFORMATION


Liquick Solo – SafetyCat Katheter mit hydrophiler Beschichtung, ohne Kochsalzlösung

LIQUICK BASE – MIT KOCHSALZLÖSUNG


20 CM | ERGOTHAN-SPITZE – 2 AUGEN, VERSETZT

| | CH. | ART. NR. | VE |
|--|------|--------------|----|
|  | 06 ○ | 630106 CH 6 | 60 |
| | 08 ● | 630108 CH 8 | |
| | 10 ● | 630110 CH 10 | |
| | 12 ○ | 630112 CH 12 | |
| | 14 ● | 630114 CH 14 | |


30 CM | ERGOTHAN-SPITZE – 2 AUGEN, VERSETZT

| | CH. | ART. NR. | VE |
|--|------|--------------|----|
|  | 08 ● | 630208 CH 8 | 60 |
| | 10 ● | 630210 CH 10 | |
| | 12 ○ | 630212 CH 12 | |


40 CM | ERGOTHAN-SPITZE – 2 AUGEN, VERSETZT

| | CH. | ART. NR. | VE |
|--|------|--------------|----|
|  | 10 ● | 630010 CH 10 | 60 |
| | 12 ○ | 630012 CH 12 | |
| | 14 ● | 630014 CH 14 | |
| | 16 ● | 630016 CH 16 | |

40 CM | NELATON-SPITZE – 2 AUGEN, VERSETZT

| | CH. | ART. NR. | VE |
|--|------|--------------|----|
|  | 12 ○ | 632012 CH 12 | 60 |
| | 14 ● | 632014 CH 14 | |

40 CM | TIEMANN-SPITZE – 2 AUGEN, VERSETZT

| | CH. | ART. NR. | VE |
|--|------|--------------|----|
|  | 12 ○ | 631012 CH 12 | 60 |
| | 14 ● | 631014 CH 14 | |
| | 16 ● | 631016 CH 16 | |

RÜSCH AUSTRIA Gesellschaft m.b.H. • Lazarettgasse 24 • A-1090 Wien
Telefon +43 1 402 47 72 • Fax +43 1 402 47 72 77 • rueschaustria@teleflex.com

Weitere Informationen finden Sie unter www.teleflex-homecare.de

Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung (07/2016).
Technische Änderungen ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten.

94 07 50 – 00 AU 00 · REV B · MC / WM · 07 16 01