



Care at home

KOMPROMISSLOS EINFACH

NEU: bereits aktiviert und sofort einsatzbereit

**LIQUICK
X-TREME**
Made for you



Teleflex

LIQUICK X-TREME

FÜR IHRE UNABHÄNGIGKEIT – SCHNELL, EINFACH UND SICHER ANZUWENDEN

Den Alltag genießen zu können, so unabhängig wie möglich – das war unser Ziel bei der Entwicklung eines außergewöhnlich cleveren Kathetersystems. Liquick X-treme ist ein gebrauchsfertiger Katheter für den intermittierenden Katheterismus, intuitiv, einfach in der Anwendung und überall einsetzbar – für maximale Unabhängigkeit, Sicherheit und Komfort.

ERGOCHAN-SPITZE ■

Stabil, aber flexibel

SOFT CAT EYES

Innen und außen weich gerundet

HYDROPHILE BESCHICHTUNG

Bereits aktiviert und gebrauchsfertig

EINFÜHRHILFE ■

Erleichtert das Einführen
des Katheters

SCHUTZHÜLLE

Für aseptische Anwendung



LIQUICK X-TREME

Made for you

X-TREME SCHNELLIGKEIT GEBRAUCHSFERTIG

Der Liquick X-treme ist nach der Entnahme aus der Verpackung sofort gebrauchsfertig. Es muss kein Gleitmittel aufgetragen werden und die sonst übliche Wartezeit entfällt, da die hydrophile Beschichtung des Katheters bereits aktiviert ist. Die Anwendung des Liquick X-treme ist somit schnell und einfach.

X-TREME EINFACHHEIT BERÜHRUNGSFREIE HANDHABUNG

Die praktische Verpackung im eleganten und modernen Design ist einfach zu öffnen. Die blaue Einführhilfe und die sterile Schutzhülle über die komplette Katheterlänge ermöglichen eine äußerst komfortable, schnelle und absolut berührungsfreie Katheterisierung: öffnen, entnehmen, einführen.

X-TREME SICHERHEIT BEWÄHRTE TECHNOLOGIE

Liquick X-treme bietet einen hohen und zuverlässigen Qualitäts- und Sicherheitsstandard. Ausgestattet mit unserem SafetyCat Sicherheitskatheter mit innen und außen weich gerundeten Soft Cat Eyes, der flexiblen Ergothan-Spitze und der neuen, bereits aktivierten Beschichtung, ermöglicht der Liquick X-treme eine behutsame und schonende Katheterisierung.





DIE BASIS

SafetyCat

Sicherheitskatheter

Um sicher katheterisieren zu können, ist es wichtig, dass alle Komponenten einem gleichbleibend hohen Standard entsprechen. Alle unsere Produkte sind mit dem SafetyCat Sicherheitskatheter ausgestattet.

ERGOTHAN-SPITZE

Die flexible Ergothan-Spitze passt sich optimal der Anatomie an und gleitet leicht und schonend durch die Harnröhre.

SOFTCAT-AUGEN

Die speziell bearbeiteten SoftCat-Augen (SCE = Soft Cat Eyes) sind nicht nur außen, sondern auch innen weich abgerundet und minimieren das Verletzungsrisiko.

Bestellen Sie heute noch
Ihr Muster:

LIQUICK X-TREME



- Für Männer
- Für Frauen
- Für Kinder
- Ergothan-Spitze
- Tiemann-Spitze

Länge:

- 20 cm
- 30 cm
- 40 cm

Ch:






LIQUICK X-TREME


 ERGOTHAN-SPITZE – 2 VERSETZTE AUGEN

LÄNGE	CH.	ARTIKELNUMMER	PZN	VE
20 cm	06 ○	851822-000060	12391135	30
	08 ●	851822-000080	12391164	
	10 ●	851822-000100	12391170	
	12 ○	851822-000120	12391187	
	14 ●	851822-000140	12391193	
30 cm	08 ●	851832-000080	12391201	30
	10 ●	851832-000100	12391218	
40 cm	10 ●	851842-000100	12391224	30
	12 ○	851842-000120	12391230	
	14 ●	851842-000140	12391247	
	16 ●	851842-000160	12391253	

 TIEMANN-SPITZE – 2 VERSETZTE AUGEN

LÄNGE	CH.	ARTIKELNUMMER	PZN	VE
40 cm	12 ○	851843-000120	12391276	30
	14 ●	851843-000140	12391282	
	16 ●	851843-000160	12391299	

**BESTELLEN SIE HEUTE NOCH
IHR LIQUICK X-TREME MUSTER:
EINFACH DIE KARTE AUSFÜLLEN
UND ABSCHICKEN.**



**Rüsch Austria
Gesellschaft m.b.H.
Lazarettgasse 24
1090 Wien**

940824 Liquick X-treme 2016

Bitte senden Sie mir unverbindliches Infomaterial zu.

Name | Vorname

Straße/Nr.

Postleitzahl/Ort

Telefon

Für eine schnelle Bearbeitung beantworten Sie bitte nachstehende Frage zum Datenschutz. Danke!
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir personenbezogenen Angaben (insbesondere Name, Kontaktadresse, Angaben zum Krankheitsbild sowie zu gewünschten Produkten und Serviceleistungen) von Teleflex erhoben und gespeichert werden dürfen, um mich per Post, Telefon oder E-Mail über Medizinprodukte zu informieren, an Marktforschungsbefragungen teilnehmen zu lassen und Angebote von Teleflex zu erhalten. Mein Einverständnis bezieht sich ausdrücklich auch auf die Erhebung und Speicherung meiner Gesundheitsdaten. Sofern erforderlich, können diese Daten auch innerhalb des Unternehmens im In- und Ausland (auch in Länder außerhalb der EU) unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen übermittelt werden. Diese Einverständniserklärung ist jederzeit postalisch, telefonisch, per Fax oder E-Mail widerrufbar.

Ja, ich bin einverstanden

Nein, ich bin nicht einverstanden

Datum, Unterschrift

Deutschland

Teleflex Medical GmbH – Homecare Urologie

Luisenstr. 8 · 75378 Bad Liebenzell

Telefon +49 (0)70 52 4 031 00 · Fax +49 (0)70 52 40 31 20

homecare-de@teleflex.com · www.teleflex-homecare.de

Österreich

Rüsch Austria Gesellschaft m.b.H.

Lazarettgasse 24 · 1090 Wien

Telefon +43 (0)1 402 47 72 · Fax +43 (0)1 402 47 72 77

rueschustria@teleflex.com · www.teleflex.com

Schweiz

Expirion GmbH

Grabenhofstr. 1 · Postfach 2242 · 6010 Kriens

Telefon +41 (0)41 36 027 64 · Fax +41 (0)41 3 60 27 18

info@expirion.ch · www.expirion.ch

Teleflex, das Teleflex-Logo, Liquick X-treme sind Marken oder eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder der mit ihm verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte sind nur in der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Teleflex Repräsentanten. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung (12/2016). Technische Änderungen vorbehalten.